

Esta férula personalizada terminará o seu desgaste dental noturno e será o início dos seus melhores sorrisos durante o dia.

Foi preparada especialmente para si, tendo sido projetada para as suas necessidades pela mais avançada tecnologia digital.

Para qualquer dúvida consulte o seu dentista.

DIGITAL CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.

NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL COMPLYING WITH THE ISO10993-1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY - SENSITIZATION AND/OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

# nobruX

Proteja os seus dentes de noite e sorria todo o dia



Cuide da sua férula em 4 passos

#### DURANTE OS PRIMEIROS DIAS

É normal que observe alguns destes sintomas:

—  
Sensação de pressão.

—  
Alterações na fala.

—  
Maior salivação.

—  
Pequenos arranhões nas áreas de apoio.

—  
Numa semana estes sintomas desaparecerão. Se não, consulte o seu dentista.

#### CONSELHOS

Use protetor labial quando usar a férula.

—  
Use o recipiente, o spray e as pastilhas que fornecemos para mantê-la em perfeitas condições.

—  
Siga as instruções de uso que fornecemos abaixo.

—  
Se cuidar corretamente da férula, conservará a sua eficácia e prolongará a sua vida.

## 1—Protege Férula

Durante as horas de sono, evita o desgaste inconsciente dos seus dentes provocado pela fricção entre eles devido a patologias como o bruxismo. Ajuda a descongestionar e a manter o seu sistema mandibular mais relaxado.

#### COMO

Lave os dentes antes de usá-la. Coloque-a no arco dentário segurando-a com os dedos e não a morda até que esteja devidamente no lugar. Para removê-la repita a mesma operação, mas ao contrário. De manhã, escove com um pincel, que só use para esta função, e água. Seque com um pano ou papel absorvente.

#### QUANDO

Utilize-a de noite.  
Limpe-a todas as manhãs.

## 2—Refresca Spray sabor menta

Proporciona uma intensa sensação de frescura.

#### COMO

Realize 2 ou 3 pulverizações diretamente na parte interior da férula. De seguida já a pode colocar.

#### QUANDO

Use todos os dias.  
Limpe uma vez por semana.

#### IMPORTANTE

A água que estiver em contacto com a placa não poderá ultrapassar os 45° C em nenhum destes passos.

## 3—Guarda NobruXBox

É o ideal para guardar a sua férula durante o dia ou para levá-la numa viagem.

#### COMO

**Atenção! Abra-a deslizando a tampa lateralmente.**

Limpe com água e sabão, usando uma escova ou gaze estéril para evitar que fungos ou bactérias se acumulem no interior da férula.

#### QUANDO

Use todos os dias.  
Limpe uma vez por semana.

## 4—Higieniza Pastilhas de limpeza

Limparam a férula em profundidade, acabam com os maus odores e proporcionam um agradável sabor a menta fresca.

#### COMO

Mergulhe uma pastilha de limpeza num copo de água normal. Quando começar a soltar uma solução de borbulhagem azul, insira a férula no copo. Quando a cor azul desaparecer (10 a 20 minutos), remova a férula e lave-a com bastante água. Depois seque e guarde.

#### QUANDO

Uma vez por semana.